

Garantía Limitada de por Vida

Calidad es el sello de todos de los productos de Lumex®. De confianza por profesionales de cuidado de salud y usuarios por más de 50 años, Lumex tiene una línea completa de asistencia para pacientes y asientos especializada de asistencia sanitaria.

Los productos de Lumex son diseñados y hechos a estándares precisos y son revisados cuidadosamente antes de envió. La Garantía Limitada de por Vida es un expresión de nuestra confianza en los materiales y factura de nuestros productos. Somos dedicados a proveer productos que pueden dar años de servicio fiable a nuestros clientes.

GF Health Products, Inc. garantiza las partes específicas de estos modelos de Lumex escritos en el forro de este “hangtag” para la vida del producto sobre ser libre de defectos en materiales y factura cuando usado por el propósito entendido, sobre condiciones normales, y pródigo que el producto reciba cuidado apropiado.

Partes cubiertas debajo de esta garantía incluye: marco, soldadura, tornillos, componentes de posicionar el marco. Artículos específicos “excluidos” de esta garantía de cual quiere tipo: “TODAS” otras partes no mencionados específicamente arriba. La garantía no se extenderá a componentes no durables como accesorios punta, cuales son sujetos a desgaste normal y requieren reemplazo periódico. Esta garantía no incluye cargos de labor incurridos con instalación de partes de reemplazo o cargos de transporte o carga asociados al fabricante.

Si hay un defecto en el producto que se cubra por la garantía, nosotros, a nuestra opción, podemos reparar o reemplazar el producto.

Para información adicional de este producto de Lumex o esta garantía, por favor de llamar a su distribuidor autorizado de GF Health Products, Inc.

Instructions for Use – Please Read All Instructions Before Use.

Attaching the Leg Extensions (if not attached already)

- Place frame on its side on a level surface.
- Attach leg extensions with suction feet to the frame on the same side as where the support arm will be. Attach leg extensions with flange tips to frame on opposite side of frame.
- The transfer bench legs with suction feet should be the two legs that are to be placed inside the tub.

Attaching the Backrest

- Determine which direction the user will face when sitting on the bench in the tub.
- Position the bench on a level surface.
- Place the front seat Z-clips under the front seat support tube.
- Lower the seat back and snap the back seat clip into place.

CAUTION: Backrest is not designed to support the full weight of the user.

Attaching the Support Arm

- To attach the support arm, position the seat arm against the leg frame and slide the armrest tubing into the tube openings. Make sure that the push buttons fully protrude through the holes in the bracket.
NOTE: An audible “click” will be heard.
- To remove the seat arm, depress the push buttons and pull up.

NOTE: The end with the Support Arm and Suction Feet is the side that should be inside the tub.

Adjusting Leg Height

- Depress the height adjustment button and slide the lower leg upward or downward until the height adjustment button is fully engaged in the desired hole.
NOTE: An audible “click” will be heard.
- Repeat for other 3 legs.

CAUTION: Ensure that all four legs are adjusted to the same height, and that all height adjustment buttons protrude fully through adjustment holes before use.

Using Your Transfer Bench

NOTE: Be sure to move slowly throughout use to prevent injuries.

NOTE: Children or those who need assistance should NOT be left unattended during use of this product.

From a seated position (such as a wheelchair):

- Place your wheelchair next to the bench, facing the front of the bathtub.
- Engage wheelchair locks.
- Transfer your torso to the transfer bench first, and then lift your legs into the tub. Move slowly to prevent injuries.
- After bathing, lift your legs out of the tub first, then your torso.

From a standing position:

- Sit on the side of the transfer bench that is outside of the tub.
- Extend your arms to grab the support arm of the bench and slide your body over onto the bench. Lift each leg over the tub slowly.
- Position yourself to a comfortable position in center of bench.
- After bathing, lift your legs out of the tub first, then your torso slowly.



Features:

- Provides assistance to those who have difficulty stepping over bathtub walls
- Comfortable, cushioned seat and backrest are water-tight and easy to clean
- Anodized aluminum frame is lightweight, durable and rust-resistant
- Side support arm aids in lateral transfer
- Seat height is adjustable in 1" increments
- Reversible backrest to accommodate any bathroom
- Attractive platinum grey color
- Comes assembled with tool-free arm and back attachments
- Available with or without commode pail and cover - 7956A and 7958A comes with commode pail and cover
- Available with additional arm rest – Item 7958A only
- 300 lb. maximum weight capacity
- Designed to meet the requirements of HCPCS code: E0247
- Lifetime limited warranty

Características:

- Provee asistencia a los quienes tienen dificultad pisando por encima de las paredes de la bañera
- Asiento y respaldo almohada y confortable son resistentes a agua y son fáciles de limpiar
- Marco anodizado de aluminio es ligero, durable y resistente a oxidación
- Abrazo de soporte ayuda en transferir lateral
- Altura de asiento es ajustable en incrementos de 1"
- Respaldo reversible para acomodar cual quiere bañera
- Color gris plateado atractivo
- Viene armado con accesorios de respaldo y apoyabrazos sin herramientas
- Disponible con y sin balda y tapa de inodoro -7956A y 7958A viene con balda y tapa de inodoro
- Capacidad de peso máximo de 300 lb
- Diseñado a reunir los requisitos de HCPCS de código: E0247
- Garantía limitada de por vida

© 2009, GF Health Products, Inc., 2935 Northeast Parkway, Atlanta, Georgia 30360. Made in China. www.grahamfield.com

Specifications subject to change without notice
Especificaciones son sujetas a cambio sin aviso

GF0500024RevB09



Platinum Collection

Padded Transfer Bench

Colección Plateado de Banco de Transferir Acolchonado

Items 7955A, 7956A, 7958A



Instrucciones Para Uso – Por Favor de Leer Todas las Instrucciones Antes de Uso.

Sujetando Las Extensiones de Pata (si no vienen sujetadas)

- Ponga el marco en su lado en una superficie nivel.
- Sujeta las extensiones de pata con puntas de succión en el marco en el mismo lado donde se va sujetar el soporte de brazo. Sujeta las puntas de flange en el marco en el lado opuesto del marco.
- Las patas del banco de transferir con las puntas de succión deben ser las dos patas que deben ir dentro de la tina.

Sujetando el Respaldo

- Determina in que dirección el usuario va estar cuando este sentado en el banco en la tina.
- Posicione el banco en un superficie nivel.
- Coloque las pinzas de “Z” de la parte delantera del asiento debajo del tubo de soporte delantera.
- Baja el respaldo y ponga la pinza del respaldo en posición

CAUCION: El respaldo no es diseñado soportar todo el peso del usuario.

Sujetando el Brazo de Lado

- Para sujetar el brazo del asiento, posicione el brazo del asiento sobre la pata del marco y deslice los tubos por los huecos de los tubos. Asegure que los botones de apretar sobresalen completamente en la abrazezera.
NOTA: Se oye un “clic” cuando esta puesto.
- Para remover el brazo de lado, apreté los botones de apretar y jale hacia arriba.

NOTA: El lado con el brazo de lado y Punta de Succión es el lado que debe estar en la tina.

Ajustando la Altura de la Pata

- Apriete el botón de ajustamiento de altura y deslice la parte inferior de la pata hacia arriba y abajo hasta que el botón de ajustamiento esta asegurado en el hueco deseado.
NOTA: Se oye un “clic” cuando esta puesto.
- Repita para las otras 3 patas.

CAUCION: Asegure que todas cuatros patas están ajustados a la misma altura y que todos los botones de ajustamiento sobresalen por los huecos de ajustamiento antes de uso.

Utilizando su Banco de Transferir

NOTA: Asegure moverse despacio durante uso para prevenir heridas.

NOTA: Niños y los quienes necesitan asistencia NO deben estar desatendidos durante uso de este producto.

De la posición sentado (como una silla de ruedas):

- Ponga su silla de rueda al lado al banco hacia la parte de frente de la tina.
- Pisa las cerraduras de la silla de rueda.
- Transfiere su torso al banco de transferir primero, y levante sus piernas en la tina. Mueve despacio para prevenir heridas.
- Después de bañarse, levante sus piernas afuera de la tina primero y después su torso.

De la posición parada:

- Siéntese en el lado del banco de transferor que esta fuera de la tina.
- Extiende sus brazos para agarrar el brazo de lado del banco y deslice su cuerpo sobre el banco. Levante cada pierna sobre la tina.
- Posicione su miso en una posición confortable en el centro del banco.
- Después de bañarse, levante sus piernas afuera de la tina primero y después su torso.

Lifetime Limited Warranty

Quality is the hallmark of all Lumex® products. Trusted by healthcare professionals and end-users for over 50 years, Lumex features a full line of patient aids and specialty healthcare seating.

Lumex products are designed and built to precise standards and are carefully inspected prior to shipment. This Lifetime Limited Warranty is an expression of our confidence in the materials and workmanship of our products. We are dedicated to providing products that will give our customers years of dependable service.

GF Health Products, Inc. hereby warrants specific parts of the Lumex products listed on the cover of this manual for the lifetime of the product against defective workmanship and/or material defects when used for the purpose intended, under normal conditions, and provided the product receives proper care

Parts covered under the lifetime warranty include: (frame, welding, screws, frame locking components). Specific items "excluded" from this warranty of any kind are: "ALL" other parts not specifically listed above. The warranty does not extend to non-durable components, which are subject to normal wear and require periodic replacement.

Should a product defect that is covered by this warranty arise, we will, at our option, repair or replace the product.

For additional information on this Lumex product or this warranty, please contact an authorized GF Health Products, Inc. Distributor.

MANTENIMIENTO

- Utilice una solución de jabón suave y agua, enjuague con agua limpia y seca con una toalla suave. Asegure que el banco de transferir esta enjuagado bien antes de uso.
- Nunca utilice solventes orgánicos, limpiadores abrasivos en cual quiere parte de este banco de transferir.
- Cheque seminalmente que los tornillos y perillas están apretados para asegurar que el banco de transferir esta bueno para utilizar.
- Para garantizar el servicio mejor de su banco de transferir, siempre pide partes de reemplazo de Lumex si son disponible por so distribuidor de GF Health Products, Inc.

Para mas información sobre su producto, partes o servicio de GF Health Products, Inc, por favor de llamar a su distribuidor o visítenos online en www.grahamfield.com.

Directriz de Seguridad – Por Favor De Leer Antes de Uso

NOTA: Examine to das las partes por daño en transporte. Si hay daño en transporte, NO UTILICE. Llame a su empresa de transporte para instrucciones.

ADVERTENCIAS

ADVERTENCIA: NO DEBE UTILIZAR este producto sin primero leer y entender estas instrucciones y cual quiere otro material como el manual de usuario, manual de servicio hoja de instrucción suministrado con este producto. Si no puedes entender las advertencias, cauciones o instrucciones, llame a su profesional de cuidado de salud, distribuidor o personal técnica antes de tratar de usar este equipo – o si no, herida o daño puede ocurrir.

ADVERTENCIA: Usuarios con capacidades físicas puede ser supervisados o asistidos cuando utilizar el banco de transferir.

ADVERTENCIA: Capacidad de peso máximo de 300 lbs

ADVERTENCIA: GF Health Products, Inc. no asume ninguna responsabilidad por daño o herida causado por instalación, ensamblaje o uso impropio de este producto.

ADVERTENCIA: Extensiones de patas con puntas de goma TIENEN que estar en contacto con el piso todo el tiempo.

ADVERTENCIA: Asegure que los botones de apretar sobresalen completamente por los mismos huecos de ajustamiento de altura de cada extensión de pata. Esto asegura que las extensiones de pata están asegurados en posición y que el ajustamiento de altura esta uniforme.

ADVERTENCIA: Asegure que la ferreteria, tornillos y perillos están apretados todo el tiempo.

ADVERTENCIA: Examine las puntas de goma en las extensiones de patas para grietas o desgaste o si faltan. Reemplace IMMEDIAMENTE si estas condiciones existen.

ADVERTENCIA: El asiento del banco de transferir TIENEN que estar instalado antes de sentarse en el banco de transferir.

ADVERTENCIA: Si los componentes están dañados o si faltan, llame a su distribuidor de GF Health Products, Inc. inmediatamente.