

Ayudas Técnicas Coopers

Ayudas para el WC



Silla inodoro con ruedas

ref. A3004

Silla inodoro de acero con ruedas de 130 mm (2 de ellas con freno).

Reposabrazos abatibles y respaldo desmontable.

Color: azul metalizado.

Especificaciones técnicas

Respaldo	43,5 x 20 cm	Altura total	95,5 cm
Asiento	43 x 43 cm	Altura del asiento	53 cm
Anchura	55,5 cm	Distancia asiento-reposabrazos	20 cm
Longitud	87 cm	Peso máximo de usuario	100 kg



Silla inodoro

ref. A3005

Silla inodoro de acero con asiento provisto de cojín y cubeta inodoro con tapa.

Respaldo: 42 x 25 cm

Asiento: 43 x 45 cm

Especificaciones técnicas

Anchura	67 cm	Altura de asiento sin cojín	49 cm
Longitud	53 cm	Altura de asiento con cojín	53 cm
Altura	69 cm	Peso máximo de usuario	100 kg



Silla inodoro de aluminio

ref. A2002

Silla inodoro de aluminio, ajustable en altura.

Color gris.

Asiento: 35 x 41,5 cm

Especificaciones técnicas

Anchura	53 cm	Altura de asiento al suelo	38 a 48 cm
Longitud	42 cm	Distancia entre los reposabrazos	44 cm
Altura	72 a 82,5 cm	Peso máximo de usuario	100 kg



ref. A903

Cuña sanitaria



ref. A105

Orinal de hombre