

QUICKIE®

Der Leichtgewichtrollstuhl in XXL


M6



Die ideale Lösung für echte Schwergewichte bis zu 295 kg und einer Sitzbreite bis zu 75 cm.

- Schwerpunkt einstellbar für gute Fahreigenschaften.
- Optimal ausgerichtet auf maximale Belastbarkeit.
- Stabile Ausführung für hohe Zuverlässigkeit






Quickie M6 für Sondergrößen







Rückenhöhe einstellbar



Stabilisierungsstange zur Verstärkung der Rückenlehne



Schwerpunkt einstellbar



Technische Daten

Sitzbreite (in 5 cm Schritten):	55 - 75 cm	max. Zuladung:	295 kg
Sitztiefe:	45 - 55 cm	Gewicht:	24 kg
Rückenhöhe:	42,5 - 51 cm	Lenkräder:	5" & 8"
Sitzhöhe:	47 & 50 cm	Rahmenmaterial:	hochbelastbarer Spezialstahl

STEPS[™]
Sunrise Training and Education Programmes

KNOWLEDGE FOR THE FUTURE

**SUNRISE
MEDICAL**

Sunrise Medical A.G.
Lückhalde 14
CH-3074 Muri bei Bern
Tel.: +41 (0) 31 958 38 38
Fax: +41 (0) 31 958 38 48
www.sunrisemedical.com

Sunrise Medical GmbH & Co. KG
Kahlbachring 2-4
D-69254 Malsch/Heidelberg
Tel.: +49 (0) 72 53 / 9 80-0
Fax: +49 (0) 72 53 / 9 80-111
www.sunrisemedical.com